

# Emmi-pet - Professionelle Dental-Hygiene für Tiere



## Emmi-pet – Professionelle Dental-Hygiene für Tiere



# Emmi-pet - Professionelle Dental-Hygiene für Tiere



## Emmi-pet – Professionelle Dental-Hygiene für Tiere

Emmi-pet ist speziell für die Zahnpflege von Tieren entwickelt. Das Handteil wird ohne Motor hergestellt, da sich bei Tests mit einigen hundert Tieren herausgestellt hat, dass insbesondere viele Hunde, die durch den Motor erzeugte Vibration nicht mögen. Hier ist besonders wichtig zu beachten, dass es dadurch zwischen „AN“ und „AUS“ des Gerätes keinen Unterschied gibt, abgesehen von der grünen Anzeige unterhalb des Schalters, die bei Betrieb leuchtet. Ultraschall kann man nicht sehen, nicht fühlen und nicht hören!

Das Handteil wurde in neutralem Grün gestaltet, da bei der Zahnreinigung von Hunden das Handteil in weißer Farbe häufig für einen „Knochen“ gehalten wurde, in den die Hunde dann hineingebissen haben. Das ab sofort verfügbare Modell wurde gegenüber der früheren Version in den nachfolgenden Punkten verbessert.




# Emmi-pet - Professionelle Dental-Hygiene für Tiere



## Emmi-pet Basis-Paket

- Neue Schalterkonstruktion.
- Ersatz der Kautschukteile durch dauerhaft haltbaren ABS-Kunststoff.
- Verbesserte, erweiterte Elektronik.
- Kein Motor, dadurch keine Vibration, keine Geräusche.
- Akkumulatoren mit größerer Speicherkapazität.
- Neue, optisch schöne und stabile Verpackung.



# Emmi-pet - Professionelle Dental-Hygiene für Tiere



Basis Set – Emmi-pet



Emmi-pet HT -  
Handteil



Emmi-pet Display  
mit LCD Bildschirm



Emmi-dent ZA  
Ultraschall-  
Zahncreme für Tiere



Emmi-dent  
A1/A2  
Ersatzaufsätze



Emmi-pet Flyer  
100er Pack



# Emmi-pet - Professionelle Dental-Hygiene für Tiere




Wie alle Produkte der EMAG AG auch die Emmi-pet mit Alleinstellungsmerkmal.

Die weltweit erste 100% Ultraschall-Zahnbürste für Tiere.

- Bewegungslose und sanfte Zahnreinigung
- Wirkt bis zu 12mm tief ins Zahnfleisch
- Hilft gegen Zahnfleischentzündungen, Parodontitis, Zahnstein und Maulgeruch

Zahnsteinentfernung ohne Narkose-Risiko.



# Emmi-pet - Professionelle Dental-Hygiene für Tiere



## Emmi-pet – Professionelle Dental-Hygiene für Tiere

